

Checklist descarregable — ISO 19458 i mostreig microbiològic de l'aigua: planificar, prendre i transportar mostres amb traçabilitat

Regió: Global / UE

Preparat per a converses de microbiologia de l'aigua, traçabilitat i selecció de producte.

Checklist

- Definir l'objectiu de cada punt abans de prendre la mostra.
- Registrar matriu, ubicació, responsable i freqüència.
- Seleccionar recipient, volum i condicions de conservació.
- Documentar hora de presa, transport, temperatura i recepció.
- Vincular mostra, producte, mètode, operador i lot.
- Registrar revisió tècnica, informe i accions posteriors.

Recommended links

- Sol·licitar recomanació tècnica
- Veure productes AquaVerify
- Sol·licitar demo AquaVerify Cloud

Següent pas suggerit

Fes servir aquest checklist per preparar una conversa de producte, plataforma, distribuïdor o OEM amb AquaVerify.

Aquest document és material d'orientació tècnica. La validació de mètode, acreditació, autoritat competent i sistema de qualitat de cada organització continuen sent decisius.